


pacific<sup>®</sup>  
ORTHODONTICS







## VISIÓN

SER LA COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DENTAL NÚMERO UNO EN EL PAÍS Y CON PRESENCIA INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD Y SERVICIO MEJOR CALIFICADOS LOGRANDO ASÍ LA CONFIANZA TOTAL DE NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.

## MISIÓN

COMERCIALIZAR PRODUCTOS DENTALES ESPECIALIZADOS EN ORTODONCIA, DESARROLLANDO EL PRESTIGIO DE NUESTRAS MARCAS Y SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CONSUMIDORES AL OFRECER PRODUCTOS INNOVADORES Y DE CALIDAD A UN PRECIO COMPETITIVO.

## Valores

**Honestidad:** Procedemos con claridad en cada una de nuestras actividades, promoviendo la integridad y la justicia en nuestros actos y decisiones. Fomentamos la congruencia y cumplimos nuestros compromisos.

**Creatividad:** Generamos propuestas originales para ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.

**Innovación:** Nos renovamos constantemente buscando tecnología de punta para ofrecer la mejor calidad en nuestros productos y servicios, aumentando la productividad y rentabilidad de nuestra Empresa.

**Pasión:** Somos competitivos y actuamos con dedicación y esmero en nuestro servicio con la convicción de ser líderes en nuestro ramo.

**Trabajo en equipo:** Desarrollamos nuestras actividades puntualmente y con respeto hacia nuestros compañeros, compartiendo y aprendiendo de todos para lograr nuestros objetivos.

**Lealtad:** Procedemos con fidelidad practicando con respeto las normas y reglamentos establecidos en la Familia Ah Kim-Pech.

**Respeto:** Valoramos las capacidades de nuestros colaboradores y respetamos su integridad promoviendo la diversidad de pensamiento y el desarrollo de sus habilidades.

**Calidad:** Ofrecemos los mejores productos con los precios más competitivos cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales más exigentes para el beneficio y satisfacción de nuestros clientes. La calidad de nuestras marcas garantiza la confianza en nuestros productos.

**Compromiso:** Estamos comprometidos con nuestro entorno y procuramos el bienestar de nuestros clientes contribuyendo a mantener y mejorar su salud de manera permanente.





## Arcos y Alambres

- Arcos Econoline®
  - Nickel Titanium ..... 4
  - Nickel Titanium Térmico ..... 4
- Arcos Stylus
  - Nickel Titanium Super Elastic Classic® ..... 5
  - Nickel Titanium Thermo Activated Classic® ..... 6
  - Arco Nickel Titanium Dimpled ..... 7
  - Arco Nickel Titanium Thermo Activated Dimpled Mark ..... 7
  - Arco de Acero Inoxidable (Stainless Steel) ..... 8
  - Arco Reverse Curve Nickel Titanium (curva spee) ..... 8
- Arcos Especializados
  - Arco Aesthetics® ..... 9
  - Arco TTM® Titanium Molybdenum Alloy ..... 9
  - Arco Ultra Advanced Thermal® ..... 10
  - Arco TRi Force® ..... 10
  - Arco Multi Strand M7® ..... 11
  - Arco de Retracción Stainless Steel ..... 11

## Brackets

- Sistema Standard Edgewise
  - Brackets Lightt® ..... 14
  - Brackets Econoline 3G+® ..... 14
  - Brackets Flexx® ..... 15
- Sistema Roth
  - Brackets Lightt ..... 16
  - Brackets Econoline 3G+® ..... 17
  - Brackets Flexx 2G® ..... 18
  - Brackets Scape® roth / edgewise / mbt ..... 19
  - Brackets Super Mini Roth® ..... 20
  - Brackets Easy K® ..... 22
  - Brackets MBT 2G® ..... 23
  - Brackets Alexander ..... 23
  - Brackets Signature® ..... 24
  - Brackets Crystall-ize® ..... 25
  - Brackets DT Intelligent® ..... 26

## Ligaduras

- Módulo en "S" Classic ..... 30
- Módulo Short Classic ..... 30
- Módulo Long Classic ..... 31
- Perfect Pack ..... 31
- Bulk Pack ..... 31

# arcos y alambres



## Arcos Econoline<sup>®</sup>

La marca **ECONOLINE<sup>®</sup>**, que se desprende de nuestra marca **STYLUS<sup>®</sup>**, es una alternativa que le ofrece productos de calidad a un precio más accesible obteniendo óptimos resultados.

Arcos que le ofrecen calidad con la forma y propiedades que se requiere para garantizar sus tratamientos.



ARCO ECONOLINE NICKEL TITANIUM		
● REDONDO	● RECTANGULAR	● CUADRADO
.012	.016X.022	.016X.016
.014	.017X.022	.018X.018
.016	.017X.025	
.018	.018X.025	
.020	.019X.025	
	.021X.025	

Disponibles en calibres redondos, cuadrados y rectangulares. Paquete de 10 arcos, bulk de 100 piezas.

## Arcos Econoline<sup>®</sup> Nickel Titanium

Estos arcos son ideales para tratamientos en los que no puede utilizar unos de costo elevado, sin sacrificar las fuerzas y movimientos óptimos para lograr un tratamiento exitoso. El arco de Nickel Titanium está indicado para la nivelación y la alineación dental. Su calibre exacto y su conformación le permitirá colocarlos en el slot con facilidad, respetando la forma de la arcada. Posee una marca grabada sobre la línea media que le ayudará a colocarlo en los maxilares.



ARCO ECONOLINE TÉRMICO		
● REDONDO	● RECTANGULAR	● CUADRADO
.012	.016X.022	.016X.016
.014	.017X.022	
.016	.017X.025	
.018	.018X.025	
.020	.019X.025	
	.021X.025	

Disponibles en calibres redondos, cuadrados y rectangulares. Paquete de 10 arcos, bulk de 100 piezas.

## Arcos Econoline<sup>®</sup> Nickel Titanium Térmico

Este arco posee las principales propiedades del Nickel Titanium convencional que se alía con el Cobre para darle no sólo memoria al arco, sino que, al estar en juego con la temperatura corporal del paciente, se lograrán movimientos suaves y continuos, dando como resultado tratamientos más confortables para sus pacientes en menor tiempo. Tiene grabada sobre la línea media una marca para colocarlos correctamente en los maxilares.



## Arcos **STYLUS<sup>®</sup>**



Arcos de excelente calidad y fabricados con tecnología de punta. **STYLUS<sup>®</sup>** le ofrece una amplia gama de arcos con aleaciones y materiales para satisfacer cada una de sus necesidades y cumplir con las especificaciones necesarias de la Ortodoncia de vanguardia.

Los arcos **STYLUS<sup>®</sup>** le garantizan mayor control en sus tratamientos, no se deforman y mantienen sus propiedades el tiempo que se requiera en la boca; tienen forma anatómica, una marca sobre la línea media y están pulidos al alto brillo. Estas características en conjunto proporcionarán mayor comodidad para cada uno de sus pacientes y lograrán que sus tratamientos sean exitosos.

Sello de garantía de Calidad de todos nuestros productos Premium Quality.

ARCO STYLUS NICKEL TITANIUM CLASSIC		
● REDONDO	● RECTANGULAR	● CUADRADO
.012	.016X.022	.016X.016
.014	.017X.022	.018X.018
.016	.017X.025	
.018	.018X.025	
.020	.019X.025	
	.021X.025	



Disponibles en calibres redondos, cuadrados y rectangulares. Paquete de 10 arcos, bulk de 50 piezas.

## Arcos **Nickel Titanium Super Elastic Classic<sup>®</sup>**

Se ha demostrado que el Nickel Titanium es biocompatible y se ha utilizado en múltiples aplicaciones médicas. La principal propiedad del Nickel Titanium es su alta Resiliencia, que garantiza movimientos suaves y continuos, así como su flexibilidad total para asegurar movimientos controlados y con la exactitud que usted espera en sus tratamientos. Indicados para la nivelación y la alineación dental.





## Arco Nickel Titanium Thermo Activated Classic<sup>®</sup>

La principal propiedad del Nickel puro es su alta resiliencia que, aunado con la actividad de Cobre, hace de éste el mejor arco en el mercado. Le garantiza movimientos continuos y suaves, así como una flexibilidad total que reducirá el trauma en los tejidos de soporte del diente y la reabsorción ósea indeseable, acortando el tiempo en sus tratamientos.

ARCO STYLUS TÉRMICO CLASSIC		
● REDONDO	● RECTANGULAR	● CUADRADO
.012	.016X.022	.016X.016
.014	.017X.022	.018X.018
.016	.017X.025	
.018	.018X.025	
.020	.019X.025	
	.021X.025	

Disponibles en calibres redondo, cuadrado y rectangular.  
Paquete de 10 arcos, bulk de 50 piezas.

Una vez colocado el arco en la boca recobrará su forma original gradualmente y, al entrar en acción con la temperatura corporal del paciente, se mantendrá constantemente activo. Incrementa sus propiedades termo activas, permitiendo que se produzcan fuerzas exactas para obtener movimientos óptimos y reducir al mínimo la fricción durante el tratamiento. Ideales para la nivelación y la alineación dental.



## Arco Nickel Titanium Dimpled



ARCO STYLUS DIMPLED NICKEL TITANIUM CLASSIC		
● REDONDO	● RECTANGULAR	● CUADRADO
.012	.016X.022	.016X.016
.014	.017X.022	.018X.018
.016	.017X.025	
.018	.018X.025	
.020	.019X.025	
	.021X.025	

Disponibles en calibres redondo, cuadrado y rectangular.  
Paquete de 10 arcos, bulk de 50 piezas.

## Arcos con Dimpled Mark

Con la finalidad de estar a la vanguardia, le ofrecemos arcos con DIMPLED MARK. Normalmente se marca la línea media con láser o pintura, lo que muchas veces causa confusión.

Actualmente incorporamos el DIMPLED MARK en nuestra línea de arcos Premium para otorgarle mayor seguridad al ortodoncista.

El DIMPLED MARK es un doblez sobre la línea media en sentido vertical u horizontal que evita el desplazamiento indeseable del arco en sentido distal o mesial muchas veces esto provocaba que los tejidos blandos retromolares (zona distal) fueran lastimados o lacerados. El arco con DIMPLED MARK garantizará aún más el Confort del paciente.

## Arco Nickel Titanium Thermo Activated Dimpled Mark



ARCO STYLUS DIMPLED TÉRMICO CLASSIC		
● REDONDO	● RECTANGULAR	● CUADRADO
.012	.016X.022	.016X.016
.014	.017X.022	
.016	.017X.025	
.018	.018X.025	
.020	.019X.025	
	.021X.025	

Disponibles en calibres redondo, cuadrado y rectangular.  
Paquete de 10 arcos, bulk de 50 piezas.






## Arco de Acero Inoxidable (Stainless Steel)

Estos arcos están fabricados de una aleación especial que proporciona fuerza ligera máxima y memoria minimizando la fractura. Cada arco es tratado con calor para darle un brillo y una terminación excelentes. Al cumplir con todas las características propias del acero, una vez deformado, no recupera su forma original, permitiéndole realizar dobleces sin el riesgo de perder la forma una vez colocado en la boca.

El tipo de acero inoxidable 304V permite ofrecerle un producto de la mejor calidad a un precio muy competitivo. Los Arcos de Acero Inoxidable de Stylus están pulidos al alto lustre, lo que reduce la fricción en sus tratamientos. El exacto calibre y conformación le permite colocarlos en el slot con facilidad, respetando la forma de las arcadas.

Con marca sobre línea media.  
Disponibles para arcada superior y arcada inferior.  
Paquete de 10 piezas, bulk de 50 piezas.

ARCO STYLUS STAINLESS STEEL		
REDONDO	RECTANGULAR	CUADRADO
.012	.016X.022	.016X.016
.014	.017X.022	.018X.018
.016	.017X.025	
.018	.018X.025	
.020	.019X.025	
	.021X.025	



Disponible en calibre redondo, cuadrado y rectangular.  
Con marca sobre línea media / arcada superior y arcada inferior.  
Paquete de 5 piezas, bulk de 50 piezas.

## Arco Reverse Curve Nickel Titanium (Curva Spee)

Fabricado de Nickel Titanium Super Elástico, con forma en curva inversa, el Arco Reverse Curve Nickel Titanium ayuda a eliminar la Curva de Spee.

El Diseño de este arco combinado con las ventajas del Níquel Titanium súper elástico permite nivelar, alinear, abrir y cerrar la mordida y suministra fuerzas contrarias para conseguir modificaciones rápidas y eficientes en ésta, favoreciendo también la forma de la arcada de manera integral.

ARCO REVERSE CURVE NICKEL TITANIUM		
REDONDO	RECTANGULAR	CUADRADO
.012	.016X.022	.016X.016
.014	.017X.025	.018X.018
.016	.018X.025	
.018	.019X.025	
.020	.021X.025	



## Arcos Especializados Arco Aesthetics®

Stylus incrementa la estética en pacientes que así lo requieran. Con aspecto sutil y natural, mantiene las mejores características del Níquel Titanium que se suman a las aplicaciones cosméticas para el tratamiento fiable y eficaz obteniendo excelentes resultados.

Este arco tiene memoria super elástica y un revestimiento especial que combina con todos los brackets estéticos: de Crystal Sapphire®, porcelana, Composite, plásticos o de resina. No se pigmentan ni se decoloran; se colocan fácilmente en los brackets, ejerciendo fuerzas suaves y continuas durante todo el tratamiento.

Puede utilizar todos los accesorios que coloca en alambres convencionales.

Con marca sobre línea media.  
Disponibles para arcada superior y arcada inferior.  
Paquete de 10 piezas, bulk de 50 piezas.

ARCO STYLUS AESTHETICS		
REDONDO	RECTANGULAR	CUADRADO
.012	.016X.022	.016X.016
.014	.016X.016	
.016	.017X.022	
.018	.018X.025	

## Arco TTM® Titanium Molybdenum Alloy

Este arco posee las mejores características del mercado, utiliza fuerzas mínimas pero el doble de fuerza de trabajo. Es ideal utilizarlo como arco de inicio gracias a la rigidez intermedia del acero inoxidable y a la memoria de Titanium. Tiene excelente flexibilidad y alta resiliencia que genera un control constante.

Es ideal para:

- Controlar el torque temprano con fuerzas moderadas.
- Manipular completamente el arco para lograr un control dimensional.
- Retraer a través del manejo de fuerzas suaves y constantes.
- Terminar sus tratamientos; se usa como un arco de detalle.
- Conformar la arcada final en sus tratamientos.
- Aplicarlo como arco de transición al arco rectangular de acero inoxidable.
- Utilizarlo cuando requiera obtener fuerzas deslizantes y de mínima fricción, le permitirá lograr un óptimo detalle para la finalización de sus tratamientos.

Con marca sobre línea media. Disponibles para arcada superior y arcada inferior. Paquete de 10 piezas, bulk de 50 piezas.



ARCO STYLUS TTM	
REDONDO	RECTANGULAR
.016	.016X.022
.018	.017X.025
	.019X.025





## Arco Ultra Advanced THERMAL<sup>®</sup>



Ha sido fabricado bajo estrictos controles de calidad con un Plus en las fuerzas ligeramente mayores. Cuenta con una resiliencia mejorada que es perceptiblemente más continua y permanente. Tiene una franja de transformación reducida y precisa al moverse del estado “suave” al estado “rígido”.

Con marca sobre línea media.  
Disponibles para arcada superior y arcada inferior.  
Paquete de 10 piezas, bulk de 50 piezas.

ARCO STYLUS ULTRA ADVANCED		
● REDONDO	● RECTANGULAR	● CUADRADO
.012	.014X.025	.016X.016
.013	.016X.022	
.014	.019X.025	
.016		
.018		
.020		



## Arco Multi Strand M7<sup>®</sup>

Nickel Titanium de 7 filamentos es de un alambre redondo coaxial fabricado especialmente y con la mejor tecnología para garantizar que no se deshaga en los cortes y durante sus tratamientos. La excelente característica de la no deformación y la forma del alambre se mantiene sin modificaciones durante el período de uso en su tratamiento.

Alambre extraordinario con fuerza suave y elástica, opción óptima como alambre inicial. Máximo confort para el paciente. La estructura única del alambre y el alto pulido resultan ideales para todos sus tratamientos.

Con marca sobre línea media.  
Disponibles para arcada superior y arcada inferior.  
Paquete de 10 piezas, bulk de 50 piezas.

ARCO STYLUS MULTI STRAND 7	
● REDONDO	● RECTANGULAR
.012	.016X.022
.014	.018X.025
.016	.019X.025
.018	



## Arco TRi Force<sup>®</sup>

- REGIÓN ANTERIOR: Fuerza termo-activa más baja, zona donde los dientes anteriores tienen raíces menos profundas.
  - REGIÓN DE PREMOLARES: La fuerza aumenta a través de la región premolar proporcionando una fuerza termo-activa ligeramente mayor.
  - REGIÓN POSTERIOR: Posee la mayor fuerza termo-activa para mover los molares más arraigados.
- 3 fuerzas diseñadas en un arco, aumento suave y gradual de las cargas de fuerza desde la región anterior a la región posterior.

ARCO STYLUS TRI-FORCE		
● REDONDO	● RECTANGULAR	● CUADRADO
.016	.016X.022	.016X.016
.018	.019X.025	

Con marca sobre línea media.  
Disponibles para arcada superior y arcada inferior.  
Paquete de 10 piezas, bulk de 50 piezas.



Ah-Kim-Pech®  
Todo en Ortodoncia...

MEXICO, USA & CENTRAL AMERICA

www.ahkimpech.com



pacific®  
ORTHODONTICS  
EUROPE

www.pacific-orthodontics.com



MEXICO

by AH-KIM-PECH

www.toyz.com.mx



C O R P O R A T E

©2013 Derechos Reservados Centro de Distribución Ahkimpech S.A. de C.V.

Alcance Investigación: 2003

Cultura: Mex

Diseño: Ah-Kim-Pech de México S.A. de C.V.

Dirección: Campeche, Mérida, Yucatán, Quintana Roo, Yucatán

La Semiótica Arquitectónica Casos de Estudio

CALAMUS

Resumen

El estudio de la semiótica arquitectónica en los monumentos de Calamús representa un lugar a donde uno de los objetivos que el autor se propone es la realización de un estudio de caso de semiótica arquitectónica. Este estudio se realiza en un contexto de investigación de caso de semiótica arquitectónica. El estudio se realiza en un contexto de investigación de caso de semiótica arquitectónica. El estudio se realiza en un contexto de investigación de caso de semiótica arquitectónica.

En esta investigación se presenta un primer lugar la contextualización de la semiótica arquitectónica en un contexto de investigación de caso de semiótica arquitectónica. El estudio se realiza en un contexto de investigación de caso de semiótica arquitectónica. El estudio se realiza en un contexto de investigación de caso de semiótica arquitectónica.

Abstract

The study of the architectural semiotics of the monuments of Calamús represents a place to which one of the objectives that the author proposes is the realization of a case study of architectural semiotics. This study is carried out in a context of case study of architectural semiotics. The study is carried out in a context of case study of architectural semiotics.

In this investigation, the first place is the contextualization of architectural semiotics in a context of case study of architectural semiotics. The study is carried out in a context of case study of architectural semiotics. The study is carried out in a context of case study of architectural semiotics.

©2013 Derechos Reservados Centro de Distribución Ahkimpech S.A. de C.V.

brackets



pacific®  
ORTHODONTICS





**LIGHTT® Standard edgewise**

Disponibles en Slot .018 y .022

Fabricado en acero inoxidable, el diseño del bracket Lightt® resuelve las necesidades que usted requiere para sus tratamientos de manera inteligente, a un excelente precio y gran calidad.



**ECONOline® 3G+**

Disponibles en Slot .018 y .022

**Brackets de calidad** a un precio accesible. Están fabricados en acero inoxidable, y su anatomía es ideal para garantizar la comodidad de sus pacientes.





**BRACKETS**  
**flexx® 2G**  
LOW FRICTION



*Ideal para sus tratamientos* de principio a fin. Poseen un diseño anatómico para garantizar la correcta adhesión al diente. Está fabricado con tecnología computarizada en acero inoxidable y resistente que facilita cualquier movimiento. Le ofrecemos un bracket con baja fricción y diseño contorneado siguiendo las especificaciones de la técnica Standard Edgewise 0°.

Disponibles en Slot .018 y .022



- Línea media central que coincide con la longitud axial de la corona clínica del diente.
- Alas contorneadas y ganchos confortables.
- Hooks en Caninos con terminado redondeado y anatómico.
- Sistema adicional de identificación por cuadrante con un punto de color desprendible.

- Borde incisal paralelo al perfil del diente.
- Perfil bajo para mayor comodidad del paciente.
- Torque en la base.
- La malla 80 garantiza la adhesión. Actúan como redes miniatura que se sumergen en el adhesivo.



ROTH		
SUPERIOR		
	TORQUE	ANGULACIÓN
Central	+12°	+5°
Lateral	+8°	+9°
Canino con hook	0°	+11°
Premolar con hook	-7°	0°
INFERIOR		
Anterior	0°	0°
Canino con hook	-11°	+5°
Premolar con hook 4	-17°	0°
Premolar con hook 5	-22°	0°

LIGHTT<sup>®</sup> roth

Disponibles en Slot .018 y .022

*Fabricado en acero inoxidable,* el diseño del bracket Lightt<sup>®</sup> resuelve las necesidades que usted requiere para sus tratamientos de manera inteligente, a un excelente precio y gran calidad.



ROTH		
SUPERIOR		
	TORQUE	ANGULACIÓN
Central	+12°	+5°
Lateral	+8°	+9°
Canino con hook	0°	+11°
Premolar con hook	-7°	0°
INFERIOR		
Anterior	0°	0°
Canino con hook	-11°	+5°
Premolar con hook 4	-17°	0°
Premolar con hook 5	-22°	0°

ECONOLine<sup>®</sup> **3G+**

*Brackets de calidad* a un precio accesible. Están fabricados en acero inoxidable, y su anatomía es ideal para garantizar la comodidad de sus pacientes.

Disponibles en Slot .018 y .022





ROTH		
SUPERIOR	TORQUE	ANGULACIÓN
Central	+12°	+5°
Lateral	+8°	+9°
Canino con hook	0°	+11°
Premolar con hook	-7°	0°
INFERIOR		
Anterior	0°	0°
Canino con hook	-11°	+5°
Premolar con hook 4	-17°	0°
Premolar con hook 5	-22°	0°



## FLEXX2G®

*Ideal para sus tratamientos* de principio a fin. Poseen un diseño anatómico para garantizar la correcta adhesión al diente. Está fabricado con tecnología computarizada en acero inoxidable y resistente que facilita cualquier movimiento. Le ofrecemos un bracket con baja fricción y diseño contorneado siguiendo las especificaciones de la técnica Roth.

## LOW FRICTION

Disponibles en Slot .018 y .022



- Línea media central que coincide con la longitud axial de la corona clínica del diente.
- Alas contorneadas y ganchos confortables.
- Hooks en Caninos con terminado redondeado y anatómico.
- Sistema adicional de identificación por cuadrante con un punto de color desprendible.
- Borde incisal paralelo al perfil del diente.
- Perfil bajo para mayor comodidad del paciente.
- Torque en la base.
- La malla 80 garantiza la adhesión. Actúan como redes miniatura que se sumergen en el adhesivo.



Disponibles en Slot .018 y .022

STYLUS  
by Ah-Kim-Pach

# 3 SCAPE®

LOW FRICTION

roth/edgewise/mbt

Alas de ligadura Redondeadas para el fácil posicionamiento del bracket

ROTH		
SUPERIOR	TORQUE	ANGULACIÓN
Central	+12°	+5°
Lateral	+8°	+9°
Canino con hook	0°	+11°
Premolar con hook	-7°	0°
INFERIOR		
Anterior	0°	0°
Canino con hook	-11°	+5°
Premolar con hook 4	-17°	0°
Premolar con hook 5	-22°	0°

Línea Central Milimétrica

Gancho Integrado para un anclaje seguro

Marcas de color para identificación



Torque en la Base precisión en el acabado

Aletas Redondeadas para un ligado perfecto



Ranura Biselada para la fácil colocación del arco



Diseño de Base Integral

PREMIUM QUALITY

*Stylus® establece un nuevo estándar* para la calidad y la confiabilidad con el innovador sistema *Scape2g®*, ofreciendo todas las ventajas de un Bracket mini con el control de un Bracket convencional. El diseño del bracket *Scape2g®* comienza de abajo hacia arriba con una base de pilón integral que proporciona una fuerza de adhesión mejorada. El torque en la base facilita la alineación del slot y la obtención de un mejor terminado en sus tratamientos.

El sistema del bracket *Scape2g®* tiene un diseño integral que le permite aprovechar al máximo todos los aspectos de la prescripción. Esto le permite alcanzar los movimientos de angulación, torque, tipping y rotación deseados. La elección del bracket adecuado es la clave para el éxito en la práctica de la ortodoncia.





SUPER  
mini 20  
ROTH CLASSIC



- Torque en la base para alinear el slot y mejorar el acabado.
- Slot de baja fricción para lograr un mecanismo de deslizamiento de gran calidad.
- Gancho inclinado hacia el eje del diente para un práctico ligado y facilitar la colocación de elásticos y la higiene periodontal.
- Línea central milimétrica para colocar el bracket con mayor precisión.
- Códigos de identificación que permiten la correcta colocación en la cementación.

El reto es hacer más con menos. El sistema del bracket Super Mini de baja fricción está construido de manera específica para obtener la mayor ventaja del principio de Pareto.

El Principio del menor esfuerzo, en términos generales, establece que el 80% de los resultados en una situación están determinados por el 20% de las causas. Por lo tanto, al eliminar de manera simple el contacto innecesario con las superficies, se ha logrado reducir en un 80% el contacto entre el arco y el slot. El 20% que permanece en contacto trabaja con una eficiencia máxima mientras reduce la fricción y proporciona oportunidades para realizar movimientos de torque desde una etapa temprana del tratamiento.

Al utilizar arcos Superelastic de nickel titanium thermo-activated with copper obtendrá resultados que le llevarán al éxito. Experimente resultados incomparables, mientras sus pacientes disfrutan del sistema más estético y tecnológicamente más avanzado en la ortodoncia.

La elección del bracket Super Mini Roth de baja fricción es la clave para tratamientos de ortodoncia exitosos.

Super Mini® Roth classic  
Disponibles en Slot .018 y .022

La Clásica alternativa que no sólo cumple las normas: establece nuevas. Diseñado y fabricado para brindar un alto rendimiento y aumentar la comodidad del paciente.

- Fabricado de una sola pieza con la más alta tecnología en acero inoxidable tipo 17-4.
- Diseño vanguardista de perfil bajo romboidal y base integrada al resto del cuerpo que aumenta la fuerza de adherencia y garantiza la comodidad del paciente.
- Pulido al alto brillo, bordes acentuados y redondeados para facilitar su manejo.



ROTH			
SUPERIOR	TORQUE	ANGULACIÓN	ANCHO (mm)
Central	+12°	+5°	3.5
Lateral	+8°	+9°	3.0
Canino con hook	0°	+11°	3.3
Premolar con hook	-7°	0°	3.0
INFERIOR			
Anterior	0°	0°	2.5
Canino con hook	-11°	+5°	3.1
Premolar con hook 4	-17°	0°	3.0
Premolar con hook 5	-22°	0°	3.0

SUPER  
mini 20  
ROTH CLASSIC





Los brackets han sido **modificados** de maneras diversas para mejorar y potencializar la eficacia de la mecánica del deslizamiento, pero nunca se habían obtenido los resultados que hoy le ofrecemos con el **EasyK®** de **Stylus®**. El diseño elegante y el perfil ultra bajo del bracket de autoligado **EasyK®** de contacto pasivo reduce la fricción y mejora el desplazamiento dental, garantizando la máxima comodidad e higiene del paciente.

## EASYK®

Disponibles en Slot .018 y .022

		Roth Prescription					
Maxillary	Torque	Angle	Width	.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Central	+12°	+5°	3.9"	19-U1-8L	19-U1-8R	19-U1-2L	19-U1-2R
Lateral	+8°	+9°	3.3"	19-U2-8L	19-U2-8R	19-U2-2L	19-U2-2R
Cuspid Hk	0°	+11°	3.4"	19-U3-8LK	19-U3-8RK	19-U3-2LK	19-U3-2RK
1° Bicuspíd Hk	-7°	0°	3.4"	19-U4-8LK	19-U4-8RK	19-U4-2LK	19-U4-2RK
2° Bicuspíd Hk	-7°	0°	3.4"	19-U4-8LK	19-U4-8RK	19-U4-2LK	19-U4-2RK
<b>Mandibular</b>							
Anterior	0°	0°	2.6"	19-L1-8U	19-L1-8U	19-L1-2U	19-L1-2U
Cuspid Hk	-11°	+5°	3.4"	19-L3-8LK	19-L3-8RK	19-L3-2LK	19-L3-2RK
1° Bicuspíd Hk	-17°	0°	3.4"	19-L4-8LK	19-L4-8RK	19-L4-2LK	19-L4-2RK
2° Bicuspíd Hk	-22°	0°	3.4"	19-L5-8LK	19-L5-8RK	19-L5-2LK	19-L5-2RK



El sistema **EasyK®** es un medio eficaz de Autoligado que le permite enfocarse en el tratamiento y no en los aparatos. Los clips del bracket **EasyK®** están diseñados con un potente doble mecanismo de cierre que elimina las aperturas no deseadas. De hecho, el mecanismo de deslizamiento está elaborado con ingeniería de alta precisión que hace que sea prácticamente imposible que los restos de alimento entren evitando acumulación de placa bacteriana y sarro. Esto no sólo promueve una buena higiene bucal, sino que también permite el buen funcionamiento del bracket como se esperaba durante la vida útil del tratamiento. El seguro del clip abarca de mesial a distal para un mejor control de rotación.


PREMIUM QUALITY

1. **Gancho redondeado.** Diseño de gancho de bola completa con una inclinación tangencial doble para maximizar el confort del paciente.

2. **Línea media ranurada.** No sólo es una ayuda visual para la orientación, también permite que el ortodoncista pueda poner su instrumento de colocación justo al centro del bracket y la alineación con el eje central sea exacta.

3. **Marcas permanentes de identificación.** Además de ser permanentes, éstas también tienen color para su fácil identificación.

4. **Ranura biselada.** Facilita la inserción del alambre y elimina superficies filosas en la cara labial. Otra cualidad pequeña pero muy apreciada por el paciente.



# 3 SCAPE®

LOW FRICTION  
MBT

Disponibles en Slot .018 y .022

STYLUS  
by Ah-Kim-Pech

Disponibles en Slot .018 y .022

## MINI ALEXANDER

1. **Marcas permanentes** y realizadas para facilitar su identificación.

2. **Gancho integrado** en los caninos y pre-molares con un acabado suave y redondeado que brindan mayor comodidad.

RIGHT-R	UPPER-U	LEFT-L	MAXILLARY	ID	Torque	Angulation	Height	Width
U1R	Centrals Permanent I.D. marks: distal gingival	L1L	Centrals	Blue	+15°	5°	1.6	3.5
U2R	Laterals Permanent I.D. marks: distal gingival	U2L	Laterals	Red	+8°	8°	1.7	2.8
U3R	Cuspids With Hook Permanent I.D. marks: Available without hook	U3L	Cuspids With Hook	Green	-2°	11°	1.6	6.0
U4SR	Bicuspids With Hook Permanent I.D. marks: distal gingival Available without hook	U4SL	Bicuspids With Hook	Yellow	-7°	0°	1.6	5.2
RIGHT-R	LOWER-L	LEFT-L	MANDIBULAR	ID	Torque	Angulation	Height	Width
L1R	Incisors Color-coded orange	L1L	Incisors	Orange	-4°	0°	2.0	4.4
L2R	Incisors With Hook Color-coded orange	L2L	Incisors With Hook	Orange	-4°	0°	2.0	4.4
L3R	Cuspids With Hook Permanent I.D. marks: distal gingival Available without hook	L3L	Cuspids With Hook	Purple	-7°	6°	1.5	6.0
L4R	1st Bicuspids With Hook Permanent I.D. marks: distal gingival Available without hook	L4L	1st Bicuspids With Hook	Grey	-11°	0°	1.7	5.2
L5R	2nd Bicuspids With Hook Permanent I.D. marks: distal gingival Available without hook	L5L	2nd Bicuspids With Hook	Black	-17°	0°	1.6	5.2

Disponibles en Slot .018 y .022

3. **Slot rectificado** de alta precisión.

4. **Aletas redondeadas** que proporcionan mayor confort y mejoran la higiene del paciente. Su diseño proporciona comodidad al paciente y confianza al ortodoncista.







**DT by Dr. Tatis** Libre Fricción. Los pacientes desean estética y los doctores necesitan funcionalidad.

El material avanzado de la aleación elimina la fricción, permitiendo los movimientos mecánicos es de un material biocompatible en el slot de metal, garantizando fuerza y calidad más alta dentro del poliuretano, del cual están hechos los brackets.

Esquinas redondeadas. Se traduce en Confort para los pacientes.

Ranuras Alineadas de Metal. Permite los movimientos mecánicos libres de fricción.

Poliuretano de excelente calidad.

Código de Color desprendibles. Para la fácil colocación y selección.

Soporte translúcido para incrementar la estética.

Millones de socavas en la malla para incrementar y garantizar la adhesión al diente.



Disponibles en Slot .022

ALICATA DEBONDING



**BRACKET SYSTEM**  
LA OPCIÓN CRISTALINA QUE  
NO COMPROMETE LA ESTÉTICA...



LA PRIMERA ELECCIÓN ESTÉTICA DE LOS PACIENTES Y DE USTED PARA LA REALIZACIÓN DE SUS TRATAMIENTOS.


Disponibles en S.lot .018 y .022

1. Contornos suaves y redondeados que proporcionan mayor comodidad a los pacientes.
2. Mecanismo de deslizamiento de primera calidad que supera a los brackets de cerámica con slot metálico.
3. las esferas de zirconia de la base proporcionan una máxima adhesión así como su fácil retiro.
4. Mayor fuerza en la aleta.
5. La base con curvas específicas para los dientes y su forma romboidal favorecen la colocación rápida y precisa.
6. Bracket con aletas paralelas que poseen un área amplia en la parte interna para facilitar el ligado.
7. Hecho con la más alta calidad de Zafiro Mono-cristalino.



crystall-ize<sup>®</sup>  
sapphire






## THE ORTHOKINETIC BRACKET™

El Dr. Diego F. Tatis ha unido los más avanzados métodos diagnósticos, procedimientos clínicos y los productos más modernos de la tecnología en ortodoncia contemporánea a un concepto estratégico administrativo, logrando los objetivos básicos que exige la especialidad hoy en día: La Excelencia Integral.

Este nuevo concepto de integralidad denominado Filosofía Orthokinética, orienta la misión del profesional y de su equipo al logro de resultados de inigualable calidad en términos de forma, función y estética con el principio de: "Eficiencia y Eficacia bajo el principio de la Simplicidad", disminuyendo el costo biológico, el tiempo sillón y el tiempo general del tratamiento.



## The Pylon System®

Base de ultra-adhesión

*El desarrollo de la nano-tecnología* El desarrollo de la nanotecnología nos permite presentar el bracket de una sola pieza con ultra-adhesión derivada del Sistema de Pilonos, los cuales permiten evacuar el exceso de resina cementante a través de sus sistemas de surcos, y una vez polimerizada la restante, se retiene de manera superlativa entre los sistemas de pilones, generando fuerzas adhesivas superiores a 17 mega pascales. Lo anterior ofrece mayores ventajas de estabilidad de los brackets en la boca frente a los sistemas de bases tradicionales, disminuyendo el número de reparaciones, el tiempo sillón y, así radicalmente, el tiempo del tratamiento.

**DT®**

by Dr. Tatis Prescripción

ARCADA SUPERIOR	TORQUE	ANGULACIÓN	ROTACIÓN
Centrales	12°	4°	0°
Laterales	10°	8°	0°
Caninos	-1°	8°	0°
Primeros Premolares	-7°	0°	-2°
Segundos Premolares	-7°	0°	-2°

ARCADA INFERIOR	TORQUE	ANGULACIÓN	ROTACIÓN
Centrales y Laterales	-2°	0°	0°
Caninos	-10°	3°	0°
Primeros Premolares	-16°	-1°	-4°D
Segundos Premolares	-22°	-1°	-4°D

¿Por qué usted necesita la más **baja fricción?**

Disponibles en slot .018 y .022




Por que al emplear sistemas biomecánicos altamente friccionales, deben usarse niveles de fuerza muy altos para superar las fuerzas de fricción y proveer la fuerza para mover los dientes. Esto deforma los arcos de alambre y, por ende, las arcadas dentales frenando las mecánicas de deslizamiento. Además, estos niveles de fuerza generan periodos de hialinización muy largos durante los cuales no se moverán los dientes y esto necesariamente aumenta el tiempo del tratamiento. Con el Lowest Friction System se disminuye el 80% del contacto del arco de alambre con el bracket, así podrá disminuirse el 80% de los niveles de fuerza empleados, aumentando de manera proporcional la velocidad del movimiento dental y disminuyendo dramáticamente los tiempos del tratamiento.





TUBOS  
ROTH Y EDGEWISE  
BONDABLES & WELDABLES



convertibles & non convertibles  
flexx2G<sup>®</sup>



Ligaduras





**Gran variedad en colores** para satisfacer las necesidades y gusto de cada uno de sus pacientes. Los ligaduras están hechos de un material durable, fuerte y flexible, demostrando permanencia en su elasticidad y color dentro de la boca. Estamos seguros que usted encontrará la opción ideal al mejor precio y de la mejor calidad. Recomendamos por la AMO (Asociación Mexicana de Ortodoncia). Identifiquelos por su grabado de fábrica con la marca STYLUS<sup>®</sup>.



## Ligaduras en "S" classic

**La calidad y durabilidad** de las ligaduras en "S" lo Sorprenderá. Su práctica presentación facilitará la selección de las ligaduras y los conservará en óptimas condiciones de higiene. Identifiquelos con la leyenda "STYLUS<sup>®</sup>" "Made in USA" grabada en la varita, no acepte imitaciones.

PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 1,000 PIEZAS.  
VER COLORES DISPONIBLES EN LA TABLA



## Ligaduras Short classic en vara

**Práctica presentación,** excelente elasticidad y permanencia del color dentro de la boca. Los bordes redondeados de las ligaduras short permiten mayor comodidad manteniendo adecuadamente los arcos dentro de los brackets.

PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 500 PIEZAS.  
VER COLORES DISPONIBLES EN LA TABLA



## Ligaduras Long classic en vara

**La excelente calidad** del material con el que están elaborados, el diseño ergonómico, la permanencia del color en la boca y la resiliencia que tienen estas ligaduras, hacen de éstos los preferidos por muchos de nuestros clientes.

PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 1,000 PIEZAS.  
VER COLORES DISPONIBLES EN LA TABLA

## Ligaduras Elásticas a granel

**Estas ligaduras** están especialmente diseñados para los que prefieren un corte recto, excelente precio y calidad. Mantienen su color dentro de la boca.



Perfect  
PACK

PAQUETE CON 1,000  
LIGADURAS

VER COLORES DISPONIBLES  
EN TABLA



Bulk  
PACK

PAQUETE CON 5,000  
LIGADURAS

VER COLORES DISPONIBLES  
EN TABLA



Fantasy  
PACK

PAQUETE CON 1,000  
LIGADURAS



### LIGADURAS FANTASY

COLORES Perfect Pack

- Orange - Blue
- Blue - White
- Blue - Yellow
- Black - Silver
- Pink - Orchid
- Green - Orchid
- White - Red
- Azure - Hot Pink



# ► Índice alfabético



## MÁSCARA FACIAL STYLUS®

► A	ARCO AESTHETICS .....	9
	ARCO CON DIMPLED MARK .....	7
	ARCO DE ACERO INOXIDABLE .....	8
	ARCO M7 (NI-TI MULTISTRAND) .....	11
	ARCO NI-TI CLASSIC .....	5
	ARCO NI-TI ECONOLINE .....	4
	ARCO NI-TI TERMICO ECONOLINE .....	4
	ARCO NI-TI THERMO ACTIVED CLASSIC .....	6
	ARCO REVERSE CURVE NICKEL TITANIUM .....	8
	ARCO TTF (NI-TI WITH THREE FORCES) .....	10
	ARCO TTM (TITANIUM MOLYBDENUM ALLOY) .....	9
	ARCO ULTRA ADVANCE THERMAL .....	10
► B	BRKT ALEXANDER MINI .....	23
	BRKT DT SIGNATURE .....	24
	BRKT INTELLIGENT .....	26
	BRKT M.B.T 3G .....	23
	BRKT CRYSTALL-IZE SAPPHIRE .....	25
	BRKT ROTH ECONOLINE 3G+ .....	17
	BRKT ROTH FLEXX 2G .....	18
	BRKT ROTH LIGHTT .....	16
	BRKT SCAPE 3G roth / edgewise / mbt .....	19
	BRKT ROTH SUPER MINI 2G STYLUS .....	20
	BRKT ROTH EASY K .....	22
	BRKT STD LIGHTT .....	14
	BRKT STD FLEXX 2G .....	15
	BRKT STD ECONOLINE 3G+ .....	14
	BULK PACK (elásticos) .....	31
► L	LIGADURAS .....	30
► M	MODULO EN "S" .....	30
	MODULO LONG .....	31
	MODULO SHORT .....	30
► P	PERFECT PACK (elásticos) .....	31



**pacific.**  
ORTHODONTICS

[pacific-orthodontics.com](http://pacific-orthodontics.com)



**pacific.**  
ORTHODONTICS

[www.pacific-orthodontics.com](http://www.pacific-orthodontics.com)

**Diseño mejorado con salidas de aire.** Permite los movimientos faciales de manera libre para la comodidad del paciente. Tiene la barra transversal reforzada y es completamente ajustable y ligera. Su terminado matizado es de excelente calidad y cuenta con un vástago rectangular que minimiza la modificación en la altura que elige. El aditamento frontal es ergonómico y diseñado en plástico de alto impacto cuidando la estética. Su diseño es más pequeño que muchas marcas. Se aplica menos presión en áreas de tejido fino de incisivos.





[www.pacific-orthodontics.com](http://www.pacific-orthodontics.com)



© Derechos Reservados 2013, PACIFICORTHODONTICS

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de este material sin la autorización previa por escrito de PACIFICORTHODONTICS y/o de sus respectivos autores.

CATÁLOGO PACIFIC ORTHODONTICS  
[www.pacific-orthodontics.com](http://www.pacific-orthodontics.com)  
MMXIII EDICIÓN 2